

PHILIPS

Ingenia Elition**光影**

光速一分钟 影像新时代

全新光影磁共振

Ingenia Elition

飞利浦光影磁共振



光影零涡流梯度

- 更高清
- 更持久
- 无变形



1分钟光影智能感知 workflow

- 更智能
- 更高效
- 更舒适











光影零涡流梯度




光影零涡流梯度



b 10000



PHILIPS




1分钟光影 智能感知 workflow




关怀让病人更舒适

- 均匀大孔径：70cm更自由
- 静音系统：噪音低
- 智能系统：更高效、更舒适
- 舒适配件：柔软舒适的床垫
- 扫描提示音：实时通知病人扫描流程


1分钟 10000 b值高清弥散 光影卒中诊疗新模式




b1000




b2000




b3000



b4000




b5000









b10000

1分钟全身无创肿瘤筛查方案 光影肿瘤检查新模式



1分钟不打药冠脉 光影无创冠脉早筛新模式





© 2022皇家飞利浦有限公司保留所有权利。规格如有更改，恕不另行通知。PHILIPS商标是皇家飞利浦有限公司的财产。

公司联系信息
地址：上海市静安区灵石路718号A1幢
邮编：200072
电话：(021)24115888

其它各飞利浦子公司、分支机构联系方式请见飞利浦官网

7天24小时客户服务热线：800 810 0038 400 810 0038 (手机可拨打)

仅限特定展会/学术活动中使用，此内容仅为医疗专业人士提供学术技术交流和参考，不构成任何诊断或治疗建议。

禁忌内容或者注意事项详见说明书