

MAGENTOM Mica

跨越山海 @以智共振



SIEMENS
Healthineers

磁共振设备的增长率约为影像科医生的四倍

磁共振参数众多，如何设置以获得最佳图像


磁共振如何与临床深度结合，发挥最大价值

MAGNETOM Mica

远程5G磁共振大师

MAGNETOM Mica 具备远程5G 磁共振大师。千里之外的专家可以远程和医生进行实时视频沟通，远程协助磁共振线圈摆位，参数设置，图像后处理，诊断思路梳理，科研参数设置和课题讨论等操作，在为患者提供精准成像服务的同时，提升技术人员专业能力，帮助医院最大程度发挥磁共振的价值，帮助医院培养自己的磁共振大师。





WeScan&WeRead




远程5G磁共振大师是西门子医疗全球战略WeScan&WeRead，结合中国国情而落地的产品。远程5G磁共振大师充分利用了中国先进的网络技术和丰富的专家资源，将进一步推动我国医疗资源均衡化。其通讯数据传输采用独立网络通道和TLS标准加密技术，无需接入医院的内网，符合中国网络信息安全法。

受患者呼吸运动的影响，图像整体较为模糊，对比度比较差，信噪比较低

专家远程优化之前



优化前



t2_haste_fs_tra_mbh

图像整体模糊，结构显示不清晰，有严重的伪影，影响诊断，图像整体信噪比也比较低

专家远程优化之前



优化前



pd_tse_fs_sag

优化后




t2_haste_fs_tra_mbh

通过参数调整，使腹部haste序列的模糊效应减少，并同时提升图像对比。获得对运动不敏感快速、稳定、高质量的屏气脂肪抑制T2WI图像

  专家远程优化之后

优化后




pd_tse_fs_sag

减少膈动脉搏动引起的图像伪影，提升膝关节整体图像信噪比，同时提升脂肪抑制效果

  专家远程优化之后

MAGNETOM Mica

工业4.0先进制造



BC Soldering Robot

磁体大体线圈焊接机器人，焊接精度高达0.1mm，避免不同工人手工焊机误差



MAGNETOM Mica

工业4.0先进制造



RF Coil Testing Robot

射频接收线圈测试机器人，对日常使用高频率的线圈进行检测，确保可靠性




MAGNETOM Mica

精准成像 @ 安静舒适


描
扫
统
传



T1 SE



T2 TIRM, PAT 2




SWI, PAT 2


描
扫
备
静



T1 Quiet X SE




T2 Quiet X TIRM PAT 2




Quiet X SWI, PAT 2

精准成像 @去金属伪影

传统扫描




Pd_tse_fs_cor




T1_tse_cor

去金属伪影扫描



去金属伪影成像




去金属伪影成像


MAGNETOM Mica

精准成像 @扫描迅速


传
统
扫
描



T2 TSE 1:44min




T2 Flair :11min




DWI b=1000 1:20min

62%
Reduction


Turbo Suite 炫速




T2 TSE 45s



T2 Flair 1:18min




DWI b=1000 35s




T1 TSE 2:08min




T1 TSE SAG 1:45min




TOF MRA 6:08min



T1 TSE 31s




T1 TSE SAG 34s




TOF MRA 2:27min

MAGNETOM Mica


神经成像




T1 SE




T2 TSE




T2 TSE dark-fluid



T2 FL2d hemo



DWI, b1000



DWI b1000, ADC

Mica MAGNETOM

骨肌成像



PD TSE Fat Sat




T1 TSE




T1 TSE TIRM



T1 TSE




T2 TSE Fat Sat PAT 2




PD TSE PAT 2

MAGNETOM Mica


体部成像




TSE T2 FS trigger




CAIPIRINHA 4 VIBE




DWI b800



T2 TSE BLADE, PAT2




T2 TSE PAT2



DWI b1500

Mica MAGNETOM


全身成像



T2 HASTE, PAT 3



T1 VIBE Dixon, CAIPI 4



REVEAL MIP, *b800*

MAGNETOM Mica

德国品质 @中国智造

第五代低液氦磁体

- 低液氦依赖
- 冷头智能启停
- 无级匀场

96 数字接收通道

- Tim 4G 线圈
- 线圈直连技术
- 线圈滑连技术

远程5G磁共振大师

- 5G 虚拟座舱
- WeScan 操作指导
- WeRead 诊断培训



Quiet Suite静音平台

- 不依赖线圈
- 不延长时间
- 不牺牲质量

Turbo Suite炫速平台

- 线圈摆位加速
- 序列扫描加速
- 图像处理加速

